

美国 ALICAT OEM 双阀电子压力控制器 93 系列

OEM 应用于密闭腔体压力控制



在客户需要密闭腔体压力控制应用时，93 系列 OEM 双阀压力控制器可高度定制化，方便整合到原始设备制造商（OEM）产品内。艾里卡特 93 系列具有以下特征：精度高，可快速实现闭环控制且无压损，结构设计紧凑，价格具有竞争力等。

行业应用

流式细胞仪流体分配

艾里卡特 93 系列具有进气阀和排气阀，可有效控制头部空间压力，推动鞘内液体和细胞样本通过流式细胞仪的激光，高精度和广泛的使用范围使精确的流体分配成为可能。

产品特点

- 可重复。993 系列 OEM 双阀压力控制器价格合理，具备实验室级别性能。NIST 可溯源精度以及可靠控制，确保您的设备在工作时的高度可重复性。
- 快速响应。压力峰值出现时，消除压力峰值。行业内领先的控制速度与可调节 PID 阀门能为您消除一切设备工作时可能遇到的烦恼事项。
- 高度定制。93 系列 OEM 双阀压力控制器可根据您的要求定制阀门、端口、传感器和通讯模式，从而与您的仪表设计和应用项目高度匹配。

操作条件

兼容气体	兼容所有干燥，非腐蚀性气体
耐 压	≤ 100 PSI: 3 x 满量程
	>100 PSI: 1.5 x 满量程
安装方向	位置不敏感
安装孔	2×4-40UNC 螺纹，孔深 0.2"
工作湿度	0-95%RH，无冷凝
防护等级	无，可选 IP66/67
接液材质	请咨询工厂

技术指标

性 能

量 程	绝压：15 - 500 PSIA
	表压：1 - 500 PSIG
精 度	± 0.125% 满量程
稳态控制范围（量程比）	0.01% ~ 100% 满量程
控制响应时间	< 30 ms（与流量和阀门尺寸相关，用户可调）
阀门类型	常闭
温度敏感性	零点漂移：0.02% 满量程 / °C（从清零温度开始）
	量程漂移：0.02% 满量程 / °C（从校准温度开始）
显示响应时间	< 10ms
操作温度	-10~60°C
预热时间	< 1 s

通讯 / 电源

数字输入 / 输出信号	RS - 232/RS - 485 串口和 MODBUS-RTU
模拟输入 / 输出信号	可选 0 - 5 VDC、1 - 5 VDC、0 - 10 VDC、4 - 20 mA
电气接口	6 针 Molex Micro-Fit 接口（默认）； 6 针 M8 接口（IP66/67）
供电电压	24Vdc（可选 12Vdc）
供电电流	290 mA
模拟信号刷新频率	1000Hz
数字信号刷新频率	60Hz@19200BAUD
模拟信号精度	标准精度额外增加 ±0.1% 满量程误差


传 电
真 话
010-64449938
010-64449937

www.longradar.com.cn

尺寸 连接

外形尺寸 ¹	≤ 100psi	自定义
	> 100psi	10-32 内螺纹或 1/8"NPT 内螺纹
重 量 ¹	≤ 100psi	约 6.2oz (177g)
	> 100psi	约 13oz (377g)
过程接口 ²	进气口和排气口为 1/8"NPT 内螺纹, 排气口为 M5×0.8 内螺纹	

注 1: 外形尺寸和重量为无防护等级产品, IP66/67 产品的外形尺寸和重量请咨询工厂
 注 2: 定制其他接口类型, 请咨询工厂



北京朗润达科贸有限公司

地址: 北京市朝阳区胜古中路 2 号院 5 号楼

金基业大厦 918 室

电话: 010-64449938

传真: 010-64449915 010-64449937

邮箱: sales@longradar.com.cn

网址: www.longradar.com.cn

北京 上海·广州·武汉·兰州



关注公众号